


## PCA とは

・ PCA(patient controlled analgesia:自己調節鎮痛法)は、痛みが強いとき患者さん自身がボタンを押して鎮痛薬を投与する方法です。



- ・ 痛みを感じたときはボタンをしっかりと押してください。
- ・ 何回ボタンを押しても、過剰投与されることはありません。
- ・ ご気分が悪いときはお知らせください。

・ 一度ボタンを押すと、一定時間が経過するまでボタンを押しても鎮痛薬が追加投与されない安全設定となっています。





### シリンジェクター

ボタンを押すと点滴ルートから鎮痛薬が追加投与されます。(10分毎)



### バルーンジェクター

ボタンを押すと硬膜外カテーテルから鎮痛薬が追加投与されます。(60分毎)



### CADD<sup>®</sup>-Solis PIB

ボタンを押すと

### 点滴ルート・硬膜外カテーテル

から鎮痛薬が追加投与されます。

(点滴ルート 10分毎又は硬膜外カテーテル 60分毎)



### エイミーPCA

ボタンを押すと

### 点滴ルート・硬膜外カテーテル

から鎮痛薬が追加投与されます。

(点滴ルート 10分毎又は硬膜外カテーテル 60分毎)